

DR300 FICHE TECHNIQUE

Réf. produit	Paramètres	Plage de mesure	Méthode de mesure	Longueur d'ondes
LPV445.99.00110	Chlore libre + total	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂	DPD	528 ± 2 nm
LPV445.99.62110	Chlore, libre + total, PM	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂	DPD	528 ± 2 nm
LPV445.99.51110	Dioxyde de chlore	0,05 - 5,00 mg/L ClO ₂	DPD/Glycine	528 ± 2 nm
LPV445.99.22110	Fer	0,02 - 5,00 mg/L Fe	Ferover	500 ± 2 nm
LPV445.99.04110	Ozone	0,01 - 0,25 mg/L O ₃ ; 0,01 - 0,75 mg/L O ₃	Indigotrisulfate	600 ± 2 nm
LPV445.99.26110	Monochloramine/ammonium libre	Monochloramine 0,04 - 4,50 mg/L exprimé en Cl ₂ Ammonium libre 0,02 - 0,50 mg/L exprimé en NH ₃ -N	Indophénol	655 ± 2 nm
LPV445.99.02110	Nitrate	0,4 - 30,0 mg/L NO ₃ -N	Réduction du cadmium	528 ± 2 nm
LPV445.99.40110	Ammonium	0,01 - 0,80 mg/L NH ₃ -N	Salicylate	655 ± 2 nm
LPV445.99.50110				500 ± 2 nm
LPV445.99.52110				528 ± 2 nm

DR300 FICHE TECHNIQUE

Réf. produit	Paramètres	Plage de mesure	Méthode de mesure	Longueur d'ondes
LPV445.99.60110				600 ± 2 nm
LPV445.99.65110				655 ± 2 nm
LPV445.99.01110	Brome	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂ ; 0,2 - 10,0 mg/L Br ₂	DPD	528 ± 2 nm
LPV445.99.03110	Oxygène, dissous	0,2 - 10 mg/L O ₂	ODPH	528 ± 2 nm
LPV445.99.06110	Phosphate	0,02 - 3,00 mg/L PO ₄	Phosver 3	600 ± 2 nm
LPV445.99.09110	Zinc	0,02 - 3 mg/L Zn	Zincon	600 ± 2 nm
LPV445.99.10110	Molybdène	0,02 - 3,00 mg/L Mo; 0,1 - 12,0 mg/L Mo	Complexe ternaire	600 ± 2 nm
LPV445.99.12110	Chlore, pH	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂ ; 6,0 - 8,5 pH	DPD Rouge de phénol	528 ± 2 nm
LPV445.99.15110	Manganèse	0,2 - 20 mg/L Mn	Oxydation du périodate	528 ± 2 nm
LPV445.99.16110	Fer	0,01 - 1,70 mg/L Fe	TPTZ	600 ± 2 nm

DR300 FICHE TECHNIQUE

Réf. produit	Paramètres	Plage de mesure	Méthode de mesure	Longueur d'ondes
LPV445.99.25110	Aluminium	0,02 - 0,80 mg/L Al	Aluminon	528 ± 2 nm