

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

The manufacturer and We reserve the right to modify the product without any notice always with the aim of improvements and in compliance with the relevant standards

photos non contractuelles - Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration  
Changes possible without prior notice - At any time, the manufacturer may bring modifications to the model above described, for technical or commercial reasons.  
The pictures do not necessary shows the product in the standard version.

L'équipement objet de la présente offre technique est défini comme suit :

## HMfVh 5511 Perfection avec tiroirs à médicaments

### Réfrigérateur pour médicaments à refroidissement par circulation d'air



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Consommation électrique par an       | 400 kWh/a      |
| Consommation électrique en 24 heures | 1,095 kWh/24h  |
| Niveau sonore                        | 49 dB          |
| Température ambiante                 | +10 °C à 35 °C |
| Volume util                          | 361 l          |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Réfrigérant                    | R 600a                     |
| Dégagement de chaleur          | 475 kJ/h                   |
| Système d'émission de chaleur  | Refroidissement<br>par air |
| Consommation nominale de watt  | 190,0 W                    |
| Tension                        | 220-240 V ~                |
| Fréquence                      | 50 Hz                      |
| Fluctuation maximale           | 2,6 °C                     |
| Gradient                       | 3,1 °C                     |
| Réfrigérateur                  | 588 l                      |
| Volume brut de refroidissement | 588 l                      |
| Refroidissement du volume net  | 361 l                      |
| Plage de température réglable  | +5 °C                      |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Affichage de la température      | digital à l'extérieur          |
| Système de réfrigération         | dynamique                      |
| Procédure de dégivrage           | automatique                    |
| Éclairage intérieur              | Colonne lumineuse LED à gauche |
| Bacs                             | 7                              |
| Nombre de tablettes de rangement | 1                              |
| Dont réglables                   | 1                              |
| Matériau des parois latérales    | acier                          |
| Couleur                          | blanc                          |
| Matériau de la porte/couvercle   | Verre                          |
| Poignée                          | Poignée antimicrobienne        |

avec mécanisme  
d'ouverture

Matériau bacs dans le congélateur

ABS blanc

Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur

Clayettes  
plastifiées

DISLAB