

DOCUMENTATION TECHNIQUE

The manufacturer and We reserve the right to modify the product without any notice always with the aim of improvements and in compliance with the relevant standards

photos non contractuelles - Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration
Changes possible without prior notice - At any time, the manufacturer may bring modifications to the model above described, for technical or commercial reasons.
The pictures do not necessary shows the product in the standard version.

L'équipement objet de la présente offre technique est défini comme suit :

LGPv 6520 MediLine

Appareil combiné de laboratoire avec électronique Confort



Consommation électrique par an	1367 kWh/a
Consommation électrique en 24 heures	3,743 kWh/24h
Niveau sonore	60 dB
Température ambiante	+10 °C à 40 °C

Volume util	430 l
Réfrigérant	R 190
Dégagement de chaleur	1190 kJ/h
Tension	220-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Fluctuation maximale	3,6 °C
Gradient	2,9 °C
Volume brut de congélation	602 l
Volume net congelé	430 l
Plage de température réglable	-9 °C à - 35 °C
Affichage de la température	digital à l'extérieur

Technologie du froid	NoFrost
Système de réfrigération congélateur	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique
Éclairage intérieur	—
Bacs dans le congélateur	0
Nombre de tablettes de rangement	4
dont réglables	4
Matériau des parois latérales	acier
Couleur	blanc
Matériau de la porte/couvercle	Acier
Poignée	Poignée barre

Matériau bacs dans le congélateur

Acier chrome-
nickel (1.4301 /
AISI 304)

Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur

Clayettes
plastifiées

Matériau des pieds réglables

—

DISLAB