

DOCUMENTATION TECHNIQUE

The manufacturer and We reserve the right to modify the product without any notice always with the aim of improvements and in compliance with the relevant standards

photos non contractuelles - Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration
Changes possible without prior notice - At any time, the manufacturer may bring modifications to the model above described, for technical or commercial reasons.
The pictures do not necessary shows the product in the standard version.

L'équipement objet de la présente offre technique est défini comme suit :

LKUv 1610 MediLine

Réfrigérateur de laboratoire avec électronique Confort



Consommation électrique par an	273 kWh/a
Consommation électrique en 24 heures	0,747 kWh/24h
Niveau sonore	47 dB
Température ambiante	+10 °C à 35 °C

Volume util	133 l
Réfrigérant	R 600a
Dégagement de chaleur	200 kJ/h
Nennaufnahme Watt (Katalog)	100,0 W
Tension	220-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Fluctuation maximale	4,6 °C
Gradient	4,3 °C
Volume brut de refroidissement	142 l
Refroidissement du volume net	133 l
Plage de température réglable	+3 °C à +16 °C
Affichage de la température	digital à l'extérieur

Systeme de réfrigération réfrigérateur	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique
Éclairage intérieur	—
Nombre de tablettes de rangement	4
dont réglables	3
Matériau des parois latérales	acier
Couleur	blanc
Matériau de la porte/couvercle	Acier
Poignée	Poignée ergonomique avec barre mécanisme d'ouverture
Matériau bacs dans le congélateur	ABS blanc
Matériau des pieds réglables	Acier zingué