

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Dispensador para frascos, 20K+

Descripción : Excelente resistencia química. Fabricado en PTFE, borosilicato 3.3, polipropileno y FEP. Alta reproducibilidad de las medidas. El instrumento se puede montar directamente sobre una rosca GL 45, para otras botellas, utilice los adaptadores incluidos para las roscas más comunes en los frascos de laboratorio. De fácil limpieza y mantenimiento. Autoclavable. Este instrumento está diseñado para dispensar líquidos bajo las siguientes condiciones de uso: Rango de temperatura entre +15 y 40 °C (tanto del equipo como del reactivo), presión de vapor hasta 500 mbar, densidad hasta 2,2 g/cm³ y viscosidad hasta 500 mm²/s. Frasco no incluido. Garantía 2 años. Calibrado individualmente según la norma EN-ISO 8655.



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	adaptadores	unidades por ref.
EAS2-P05-001	0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P10-001	1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P25-001	2,5 - 25,0 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-P50-001	5,0 - 50,0 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-10P-001	10,0 - 100,0 ml	2,00 ml	± 0,500 ml	0,100 ml	GL 32, 38, S40	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-P05-001	4,214	0,8	39269097	08434868095663
EAS2-P10-001	4,214	0,8	39269097	08434868095670
EAS2-P25-001	4,214	0,8	39269097	08434868095687
EAS2-P50-001	4,214	0,8	39269097	08434868095694
EAS2-10P-001	4,214	0,8	39269097	08434868095700

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Bottle top dispenser, 20K+**

Description : Excellent chemical resistance. Made of PTFE, 3.3 borosilicate glass, polypropylene and FEP. High reproducibility of the volumes. The instrument can be screwed directly onto a GL 45 screwthread. For other bottles, use the accompanying adapters for the most common threads in laboratory bottles. Easy to clean and maintain. Fully autoclavable. This instrument is designed for dispensing liquids, observing the following limits: temperature range: +15 to 40 °C of instrument and reagent, vapor pressure up to 500 mbar, density up to 2.2 g/cm³ and the viscosity up to 500 mm²/s. Bottle not included. Warranty 2 years. Each dispenser has been calibrated individually as per EN-ISO 8655.



Complies with the specifications defined in the European directive



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	adapters	pcs/pack
EAS2-P05-001	0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P10-001	1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P25-001	2,5 - 25,0 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-P50-001	5,0 - 50,0 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-10P-001	10,0 - 100,0 ml	2,00 ml	± 0,500 ml	0,100 ml	GL 32, 38, S40	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-P05-001	4,214	0,8	39269097	08434868095663
EAS2-P10-001	4,214	0,8	39269097	08434868095670
EAS2-P25-001	4,214	0,8	39269097	08434868095687
EAS2-P50-001	4,214	0,8	39269097	08434868095694
EAS2-10P-001	4,214	0,8	39269097	08434868095700

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Distributeur sur flacon, 20K+

Description : Excellente résistance chimique. Fabriqué en PTFE, verre borosilicaté 3.3, polypropylène et FEP. Haute reproductibilité des mesures. Peut se monter directement sur col GL 45, adaptateurs inclus pour les flacons de laboratoires les plus courants. Nettoyage et entretien aisés. Autoclavable. Conçu pour distribuer des liquides dans les conditions suivantes : température entre +15 et 40°C (équipement et réactif), pression de vapeur jusqu'à 500 mBar, densité jusqu'à 2.2 g/cm³ et viscosité jusqu'à 500 mm²/s. Bouteille non incluse. Garantie 2 ans. Chaque distributeur a été étalonné individuellement selon la norme EN-ISO 8655.



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	adaptateurs	unités par ref.
EAS2-P05-001	0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P10-001	1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P25-001	2,5 - 25,0 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-P50-001	5,0 - 50,0 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-10P-001	10,0 - 100,0 ml	2,00 ml	± 0,500 ml	0,100 ml	GL 32, 38, S40	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-P05-001	4,214	0,8	39269097	08434868095663
EAS2-P10-001	4,214	0,8	39269097	08434868095670
EAS2-P25-001	4,214	0,8	39269097	08434868095687
EAS2-P50-001	4,214	0,8	39269097	08434868095694
EAS2-10P-001	4,214	0,8	39269097	08434868095700



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Dispenser per bottiglie, 20K+

Descrizione : Ottima resistenza chimica. Realizzato in PTFE, borosilicato 3.3, polipropilene e FEP. Elevata riproducibilità dei volumi dosati. Può essere montato direttamente su bottiglie con collo a vite GL 45, per gli altri casi, si consiglia di utilizzare gli adattatori inclusi per le filettature più diffuse tre le bottiglie da laboratorio. Pulizia e manutenzione semplici. Autoclavabile. Questo strumento è progettato per il dosaggio di liquidi con le seguenti condizioni d'uso: range di temperatura tra +15 e 40 °C (sia dell'apparecchio che del reagente), pressione di vapore fino a 500 mbar, densità fino a 2,2 g/cm³ e viscosità fino a 500 mm²/s. Bottiglia non inclusa. Garanzia di 2 anni. Ogni dispenser è stato calibrato individualmente conforme a EN-ISO 8655.



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	adattatori	unità per ref.
EAS2-P05-001	0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P10-001	1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P25-001	2,5 - 25,0 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-P50-001	5,0 - 50,0 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-10P-001	10,0 - 100,0 ml	2,00 ml	± 0,500 ml	0,100 ml	GL 32, 38, S40	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-P05-001	4,214	0,8	39269097	08434868095663
EAS2-P10-001	4,214	0,8	39269097	08434868095670
EAS2-P25-001	4,214	0,8	39269097	08434868095687
EAS2-P50-001	4,214	0,8	39269097	08434868095694
EAS2-10P-001	4,214	0,8	39269097	08434868095700



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Flessendispenser, 20K+

Beschrijving : Uitstekende chemische weerstand. Vervaardigd van PTFE, borosilicaatglas 3.3, polypropyleen en FEP. Hoge reproduceerbaarheid van metingen. Het instrument kan rechtstreeks op een GL 45 schroefdraad worden gemonteerd, voor andere flessen kunnen de meegeleverde adapters voor de meest voorkomende schroefdraden op laboratoriumflessen worden gebruikt. Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden. Autoclaveerbaar. Dit instrument is ontworpen om vloeistoffen te doseren onder de volgende gebruiksomstandigheden: Temperatuurbereik tussen +15 en 40 °C (zowel apparatuur als reagens), dampdruk tot 500 mbar, dichtheid tot 2,2 g/cm³ en viscositeit tot 500 mm²/s. Fles niet inbegrepen. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	adapters	stuks per ref.
EAS2-P05-001	0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P10-001	1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P25-001	2,5 - 25,0 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-P50-001	5,0 - 50,0 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-10P-001	10,0 - 100,0 ml	2,00 ml	± 0,500 ml	0,100 ml	GL 32, 38, S40	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-P05-001	4,214	0,8	39269097	08434868095663
EAS2-P10-001	4,214	0,8	39269097	08434868095670
EAS2-P25-001	4,214	0,8	39269097	08434868095687
EAS2-P50-001	4,214	0,8	39269097	08434868095694
EAS2-10P-001	4,214	0,8	39269097	08434868095700



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Dispenser, 20K+

Beschreibung : Hervorragende chemische Beständigkeit. Aus PTFE, Borosilikat 3.3, Polypropylen und FEP. Hohe Reproduzierbarkeit der Dispensierungen. Das Instrument kann direkt auf GL45-Gewinde montiert werden; für andere Flaschen können die mitgelieferten Adapter für die gängigsten Gewindetypen von Laborgefäßen verwendet werden. Einfache Reinigung und Pflege. Autoklavierbar. Dieses Instrument dosiert Flüssigkeiten unter folgenden Arbeitsbedingungen: Temperaturbereich zwischen 15 und 40 °C (sowohl das Gerät als auch die Flüssigkeit), Dampfdruck bis 500 mbar, Dichte bis 2,2 g/cm³ und Viskosität bis 500 mm²/s. Flasche nicht inbegriffen. Garantie 2 Jahre. Elke dispenser is individueel gekalibreerd conform EN-ISO 8655. Jeder Dispenser wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Adapter	Stückzahl pro Artikel
EAS2-P05-001	0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P10-001	1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-P25-001	2,5 - 25,0 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-P50-001	5,0 - 50,0 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-10P-001	10,0 - 100,0 ml	2,00 ml	± 0,500 ml	0,100 ml	GL 32, 38, S40	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-P05-001	4,214	0,8	39269097	08434868095663
EAS2-P10-001	4,214	0,8	39269097	08434868095670
EAS2-P25-001	4,214	0,8	39269097	08434868095687
EAS2-P50-001	4,214	0,8	39269097	08434868095694
EAS2-10P-001	4,214	0,8	39269097	08434868095700

