

DOCUMENTATION TECHNIQUE

The manufacturer and We reserve the right to modify the product without any notice always with the aim of improvements and in compliance with the relevant standards

photos non contractuelles - Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration
Changes possible without prior notice - At any time, the manufacturer may bring modifications to the model above described, for technical or commercial reasons.
The pictures do not necessary shows the product in the standard version.

L'équipement objet de la présente offre technique est défini comme suit :

SFFsg 4001 Performance

Congélateur de laboratoire à refroidissement statique



Consommation électrique par an

385 kWh/a

Consommation électrique en 24 heures

1,054 kWh/24h

Niveau sonore

49 dB

Température ambiante	+10 °C à 35 °C
Volume util	242 l
Réfrigérant	R 290
Dégagement de chaleur	529 kJ/h
Tension	220-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Fluctuation maximale	2,5 °C
Gradient	5,7 °C
Volume brut de congélation	316 l
Volume net congelé	242 l
Plage de température réglable	-9 °C à - 30 °C

Affichage de la température	digital à l'extérieur
Technologie du froid	SmartFrost
Système de réfrigération congélateur	statique
Procédure de dégivrage	manual
Éclairage intérieur	—
Corbeilles	0
Bacs dans le congélateur	0
Nombre de tablettes de rangement	6
dont réglables	5
Matériau des parois latérales	acier
Couleur	blanc

Matériau de la porte/couvercle

Porte massive

Poignée

Poignée barre
ergonomique
avec mécanisme
d'ouverture

Matériau bacs dans le congélateur

ABS blanc

Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur

Clayettes
plastifiées

Matériau des pieds réglables

Acier zingué