

# KERN FOB 0.5K-4NS

# KERN

Balance de table en inox compacte avec type de protection IP65 élevé contre la poussière et les projections d'eau



## Homologation

Sigle CE ✓

## Écran

Écran type LCD  
Écran rétroéclairage non  
Écran hauteur de chiffres 20 mm

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H) 150×170×40 mm  
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) 150×120×8 mm  
Matériau boîtier inox  
Matériau plateau de pesée inox  
Matériau plateforme Acier inoxydable  
Dimensions surface de pesée (L×P) 120×150 mm

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation 3  
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries 3 min off  
4 min  
5 min  
2 min  
Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)  
Pesage de charges suspendues Non  
Protection IP - dispositif complet IP65

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 230 V AC, 50 Hz  
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 9 V, 100 mA  
Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation  
Alimentation fourni Pile  
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option EURO  
UK  
CH  
Pile 9 V bloc  
Type de pile/accu Alcalin (-manganèse)  
Connexion de la batterie Bloc de 9v  
Pile capacité 560 mAh  
Pile tension 9 V  
Pile temps de chargement 20 h  
Pile autonomie - sans rétroéclairage 20 h

## Catégorie

Marque KERN  
Catégorie de produits Balance d'industrie  
Groupe de produit Balance de table en inox  
Famille de produits FOB-NS

## Système de mesure

Type de construction de la balance Balance à une plage  
Nombre de portée 1  
Système de pesée Jauge de contrainte  
Portée [Max] 500 g  
Lecture [d] 0,1 g  
Résolution 5.000  
Linéarité ± 0,2 g  
Reproductibilité 0,1 g  
Plage de tare 500 g  
Unité prééglée g  
Unités de mesure g  
dwt  
ozt  
lb  
oz  
Possibilités d'ajustage Ajustement avec poids externe  
Poids de réglage recommandé 500 g (M1)  
Points d'ajustage possibles 500 g  
Temps de stabilisation 2 s  
Temps de préchauffage 10 min  
Charge excentrée à 1/3 [Max] 0,3 g  
Fluage maximal (15 minutes) 400 mg  
Fluage maximal (30 minutes) 800 mg

# KERN FOB 0.5K-4NS



Balance de table en inox compacte avec type de protection IP65 élevé contre la poussière et les projections d'eau

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	255×195×75 mm
Poids net	0,76 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,886 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

