

KERN MBA-A01

KERN

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Poids d'expédition 4,8 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Balance médicale |
| Groupe de produit | Toise |
| Famille de produits | MBA |

Système de mesure

| | |
|--------------------------------|---------|
| Unité prééglée | cm, ft |
| Unités de mesure | cm, ft |
| Division | 0,1 cm |
| Plage de mesure longueur [Min] | 30 cm |
| Plage de mesure longueur [Max] | 80 cm |
| Tolérance toise | 5 mm |
| Plage de mesure toise (cm) | 30-80cm |

Homologation

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sigle CE | ✓ |
| Approbation médicale selon 93/42/EEC | ✓ |

Forme de construction

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensions (L×P×H) | 850×240×60 mm |
| Matériau | plastiques |
| Alignement de mesure | horizontal |

Conditions environnementales

| | |
|----------------------------|-------|
| Température ambiante [Min] | 10 °C |
| Température ambiante [Max] | 40 °C |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 685×302×115 mm |
| Poids net | 0,36 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,40 kg |
| Poids brut env. | 1,00 kg |