

# KERN MBA 10K-3M



Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option



## Homologation

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Sigle CE                                               | ✓        |
| Approbation de modèle pour évaluation de la conformité | ✓        |
| Classe de précision                                    | III      |
| Échelon de vérification [e]                            | 0,005 kg |
| Possibilité d'évaluation de la conformité en usine     | ✓        |
| Approbation médicale selon 93/42/EEC                   | ✓        |

## Écran

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Écran type                         | LCD                |
| Écran type                         | LCD                |
| Écran rétroéclairage               | non                |
| Écran hauteur de chiffres          | 25 mm              |
| Langues de l'interface utilisateur | Langage symbolique |

## Forme de construction

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)               | 600×360×141 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 845×364×145 mm |
| Matériau boîtier de l'écran              | Plastiques     |
| Matériau boîtier                         | plastique      |
| Matériau plateau de pesée                | plastique      |
| Dimensions surface de pesée (L×P)        | 600×260 mm     |
| Matériau capteur(s) de charge            | aluminium      |
| Capteurs de charge - nombre              | 1              |
| Vis de nivellement réglables             | ✓              |

## Fonctions

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de touches pour l'utilisation                         | 4                                        |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 3, 5, 15, 30 min                         |
| Fonction de tare                                             | manuellement (une fois & plusieurs fois) |
| Fonction Hold                                                | ✓                                        |
| Interfaces                                                   | WiFi (en option, factory)                |
| Protection IP - dispositif complet                           | -                                        |
| Protection IP - écran                                        | non protection IP                        |
| Protection IP - plateforme                                   | non protection IP                        |

## Alimentation en énergie

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]     | 12 V, 500 mA              |

## Catégorie

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marque                | KERN             |
| Catégorie de produits | Balance médicale |
| Groupe de produit     | Pèse-bébé        |
| Famille de produits   | MBA              |

## Système de mesure

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Évaluation de la conformité possible                      | ✓                             |
| Type de construction de la balance                        | Balance à une plage           |
| Nombre de portée                                          | 1                             |
| Système de pesée                                          | Jauge de contrainte           |
| Portée [Max]                                              | 15 kg                         |
| Lecture [d]                                               | 0,005 kg                      |
| Résolution                                                | 3.000                         |
| Linéarité                                                 | ± 0,005 kg                    |
| Linéarisation en points                                   | 5                             |
| Reproductibilité                                          | 0,005 kg                      |
| Plage de tare                                             | 14,995 kg                     |
| Unité prééglée                                            | kg                            |
| Unités de mesure                                          | kg                            |
| Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité) | kg                            |
| Poids minimal [Min]                                       | 0,1 kg                        |
| Possibilités d'ajustage                                   | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé                               | 15 kg (M1)                    |
| Points d'ajustage possibles                               | 10 kg; 15 kg                  |
| Temps de stabilisation                                    | 3 s                           |
| Temps de préchauffage                                     | 10 min                        |
| Charge excentrée à 1/3 [Max]                              | 0,005 kg                      |
| Cellule de pesée type de construction                     | ZEMIC L6D                     |
| Connexion de cellule de pesée                             | 4-conducteurs                 |

# KERN MBA 10K-3M



Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bloc d'alimentation type                                   | Bloc d'alimentation  |
| Alimentation fourni                                        | Pile                 |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | EURO<br>UK<br>CH     |
| Pile                                                       | 6×1.5 V AA           |
| Type de pile/accu                                          | Alcalin (-manganèse) |
| Connexion de la batterie                                   | Pad + Ressort        |
| Pile temps de chargement                                   | 20 h                 |

## Conditions environnementales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Humidité atmosphérique [Max]  | 80 %   |
| Température ambiante [Min]    | 10 °C  |
| Température ambiante [Max]    | 40 °C  |
| Température de stockage [Min] | -20 °C |
| Température de stockage [Max] | 60 °C  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 690×490×210 mm   |
| Poids net                    | 4,6 kg           |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 4,6 kg           |
| Poids brut env.              | 6 kg             |
| Poids d'expédition           | 14,2 kg          |

## Services

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | 961-248  |
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)       | 965-128. |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS                    | 963-128  |
| Numéro d'article pour certificat de conformité            | 969-517  |

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

