

KERN MBD 20K-2S05



Pèse-bébé ergonomique optimisé avec grande surface de pesée



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Pèse-bébé
Famille de produits	MBD

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	15 kg
Lecture [d]	0,01 kg
Résolution	1.500
Linéarité	± 0,05 kg
Reproductibilité	0,01 kg
Plage de tare	15 kg
Unité prééglée	kg
Unités de mesure	kg lb
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluage maximal (15 minutes)	20 g
Fluage maximal (30 minutes)	40 g

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	30 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	597×350×74 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×350×55 mm

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	597×350×74 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	plastique
Dimensions surface de pesée (L×P)	560×225 mm

Fonctions

Fonction de tare	manuellement (une fois & plusieurs fois)
------------------	--

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	2×1.5 V AAA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile capacité	420 mAh
Pile tension	1,5 V
Pile temps de chargement	20 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	480×654×885 mm
Poids net	10 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	30 kg
Poids d'expédition	55,6 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128S05
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

KERN MBD 20K-2S05



Pèse-bébé ergonomique optimisé avec grande surface de pesée

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

