

KERN MCD 300K-1

KERN

Fauteuil pèse-personne mobile à l'ergonomie optimisée pour une pesée sûre et pratique



Langues de l'interface utilisateur Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	200×130×60 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	500×360×370 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	625×990×985 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	acier, laqué
Matériau plateau de pesée	plastique
Matériau plateforme	Plastiques
Dimensions surface de pesée (L×P)	390×360 mm
Roulettes de transport	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	6
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	off 3, 5, 15, 30 min
Fonction de tare	manuellement (une fois & plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Fonction de calcul de l'IMC	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	6×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile capacité	55 mAh
Pile tension	18 V
Pile temps de chargement	40 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1070×690×1080 mm
Poids net	22 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	22 kg
Poids brut env.	36 kg
Poids d'expédition	35 kg

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Fauteuil pèse-personne
Famille de produits	MCD

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	300 kg
Lecture [d]	0,1 kg
Résolution	3.000
Linéarité	± 0,1 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Plage de tare	299,9 kg
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	300 kg (M1)
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,1 kg
Fluage maximal (15 minutes)	400 g
Fluage maximal (30 minutes)	800 g

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	25 mm

KERN MCD 300K-1



Fauteuil pèse-personne mobile à l'ergonomie optimisée pour une pesée sûre et pratique

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-249
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

