

# KERN MPK 200K-1P

# KERN

Pèse-personne à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Pèse-personne
Famille de produits	MPK

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	250 kg
Lecture [d]	0,1 kg
Résolution	2.500
Linéarité	± 1 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Unité prééglée	kg
Unités de mesure	kg lb
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	250 kg (M1)
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,5 kg

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	28 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

## Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	190×73×27,5 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	350×370×960 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	350×350×45 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	350×420×955 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	Plastique ABS
Matériau plateau de pesée	plastique
Dimensions surface de pesée (L×P)	350×350 mm
Colonne hauteur	900 mm

## Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	10 sec
Fonction de tare	manuellement (une fois)
Fonction Hold	✓

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	4×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Insert de batterie
Pile tension	6 V
Pile temps de chargement	100 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	445×1003×145 mm
Poids net	3,8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	7 kg
Poids d'expédition	12,9 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-249
Numéro d'article pour étalonnage DAkks	963-129

# KERN MPK 200K-1P



Pèse-personne à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

