

KERN MSB 80



Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	1,4 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Toise
Famille de produits	MSB

Système de mesure

Unités de mesure	cm
Division	1 mm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Plage de mesure longueur [Max]	80 cm
Tolérance toise	5 mm

Homologation

Sigle CE	✓
Approbation médicale selon 93/42/EEC	✓

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	880×330×100 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	882×70×28 mm

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	135×615×85 mm
Poids net	0,6819 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg