

3035E



# Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes - Haute 2 portes

## CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

## AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

## MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Pictogrammes normalisés fournis
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>3035E</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b>
Conformité	<b>EN 14470-1, FM 6050</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Construction de l'armoire	<b>bois mélaminé gris clair RAL 7035</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Couleur des portes	<b>2</b>	Sur-étagère(s) en PVC	<b>option</b>
Nombre de porte(s)	<b>battantes droite et gauche automatique</b>	Bac(s) de rétention	<b>un</b>
Type de porte(s)	<b>2200 x 1200 x 800</b>	Bac(s) de rétention en PVC	<b>option</b>
Charnières		Caillebotis	<b>option</b>
Fermeture de(s) porte(s)		Code douanier	<b>94036000</b>
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)			

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 2 portes (Réf : T235)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3035E	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	250	un	3	50	210.00