

765+900



# Armoire de sécurité EN 14470-1 60 minutes - Haute 2 portes Largeur 900 mm - Sans équipements intérieurs

## CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

## AVANTAGES

- Résistance au feu 60 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables

## MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 60 minutes
- Étagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                                                        |                                          |                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Référence                 | <b>765+900</b>                                                         | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2150 x 1200 x 800</b>                              |
| Conformité                | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                                           | Ventilation                              | <b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b> |
| Construction de l'armoire | <b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé blanche RAL 9010</b> | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>100</b>                                            |
| Couleur des portes        |                                                                        | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                              |
| Nombre de porte(s)        | <b>2</b>                                                               | Bac(s) de rétention                      | <b>Option</b>                                         |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                                                       | Caillebotis                              | <b>Option</b>                                         |
| Charnières                | <b>droite et gauche</b>                                                | Code douanier                            | <b>94032080</b>                                       |
| Fermeture de(s) porte(s)  | <b>automatique</b>                                                     |                                          |                                                       |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Bac de rétention pour armoires 60 & 90 minutes 2 portes L 900 (Réf : B235-900)
- Caillebotis pour bac de rétention B235-900 (Réf : C235-900)
- Étagère de rétention pour armoires 60 & 90 minutes 2 portes L 900 (Réf : E235-900)
- Tiroir coulissant pour armoires 60 & 90 minutes 2 portes L 900 (Réf : T235-900)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Étagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 765+900   | 1950 x 905 x 620                      | 1620 x 765 x 410                      | 200                      | Option              | 0          | 0                 | 420.00     |