

# Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - sous-paillasse 1 porte - pour récupération de déchets

## CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

## AVANTAGES

- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

## MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermomodulants
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Système complet pour la récupération des déchets liquides fourni



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                                       |                                          |                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Référence                 | <b>791+ARD</b>                                        | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>900 x 1200 x 800</b>                                |
| Conformité                | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                          | Ventilation                              | <b>Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire</b> |
| Construction de l'armoire | <b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b> | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>100</b>                                             |
| Couleur des portes        | <b>blanche RAL 9010</b>                               | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                               |
| Nombre de porte(s)        | <b>1</b>                                              | Bac(s) de rétention en PVC               | <b>Option</b>                                          |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                                      | Caillebotis                              | <b>Option</b>                                          |
| Charnières                | <b>droite</b>                                         | Code douanier                            | <b>94032080</b>                                        |
| Fermeture de(s) porte(s)  | <b>automatique</b>                                    |                                          |                                                        |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 791+ARD   | 630 x 635 x 570                       | 420 x 490 x 285                       | 30                       |                     | 0          | 0                 | 160.00     |