

# Armoire de sécurité multirisques haute 2 portes - 2 compartiments dont 1 avec équipements PVC

## CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Equipements en PVC pour compartiment acide inclus
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Séparation par familles de produits dangereux
- Fermeture à clef



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                                                                  |                              |                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | <b>A2PCA</b>                                                     | Ventilation                  | <b>Entrée d'air avec grille au bas des portes<br/>Sortie d'air en partie haute<br/>100</b> |
| Conformité                               | <b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b> | Diamètre de ventilation (mm) |                                                                                            |
| Construction de l'armoire                | <b>acier 10/10e</b>                                              | Nombre de compartiment(s)    | <b>2</b>                                                                                   |
| Couleur des portes                       | <b>blanche RAL 9010</b>                                          | Sur-étagère(s) en PVC        | <b>2</b>                                                                                   |
| Nombre de porte(s)                       | <b>2</b>                                                         | Bac(s) de rétention          | <b>1</b>                                                                                   |
| Type de porte(s)                         | <b>battantes</b>                                                 | Bac(s) de rétention en PVC   | <b>1</b>                                                                                   |
| Charnières                               | <b>droite</b>                                                    | Usage                        | <b>Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs<br/>94032080</b>                         |
| Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>manuelle</b>                                                  | Code douanier                |                                                                                            |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2025 x 1200 x 800</b>                                         |                              |                                                                                            |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Etagère de rétention supplémentaire pour série 14 (Réf : EE1)
- Bac de rétention en PVC (Réf : SBPVC)
- Étagère en PVC (Réf : SEPVC)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| A2PCA     | 1825 x 560 x 545                      | 2x (890 x 550 x 475)                  | 110                      | 1                   | 4          | 50                | 85.00      |