

S2006T



# Armoire de sécurité pour produits inflammables, toxiques ou nocifs - Haute 2 portes - Profondeur 600 mm

## CONFORMITÉ

NF EN ISO 1182

## AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Clapet auto-fermant à fusible en sortie de ventilation
- Bac de rétention en partie basse
- Fermeture à clef en 2 points
- Fermeture automatique des portes - ferme-porte hydraulique
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Plaques isolantes non inflammables entre les parois



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                  |                                          |                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                 | <b>S2006T</b>                    | Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>automatique</b>                                                                       |
| Conformité                | <b>NF EN ISO 1182</b>            | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2300 x 1200 x 800</b>                                                                 |
| Construction de l'armoire | <b>acier 12/10e double paroi</b> | Ventilation                              | <b>Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie haute et basse</b> |
| Couleur des portes        | <b>blanche RAL 9010</b>          | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>100</b>                                                                               |
| Nombre de porte(s)        | <b>2</b>                         | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                                                                 |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                 | Bac(s) de rétention                      | <b>1</b>                                                                                 |
| Charnières                | <b>droite et gauche</b>          | Code douanier                            | <b>94032080</b>                                                                          |
|                           |                                  |                                          | <b>Sortie de ventilation en toiture</b>                                                  |
|                           |                                  |                                          | <b>Clapet auto-fermant à fusi</b>                                                        |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Bac de rétention en PVC pour série 3 (Réf : BP06)
- Sur-étagère en PVC pour série 3 (Réf : EP06)
- Etagère de rétention pour série 3 (Réf : G06)
- Bac de rétention en acier pour série 3 (Réf : GL06)

| Référence | Dimensions<br>extérieures H x L x P<br>(mm) | Dimensions<br>intérieures H x L x P<br>(mm) | Capacité de<br>stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| S2006T    | 2095 x 1000 x 600                           | 1945 x 950 x 550                            | 300                         | 1                   | 5          | 75                | 174.00     |