



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapones y cápsulas para viales con boca capsulable de 20 mm
Descripción : Cápsulas de aluminio y tapones de clorobutilo para los viales de referencia IVMN, IVMA

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
CIVM-001-100	cápsula con pestaña de desgarre (A)	100
CIVR-001-100	tapón tipo penicilina (B)	100
DIVR-001-100	tapón para liofilización (C)	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CIVM-001-100	2,376	0,038	76169910	08434868014121
CIVR-001-100	0,532	0,178	40169997	08434868014145
DIVR-001-100	0,882	0,238	40169997	08434868017917

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Cap and closures for 20 mm crimp cap vials

Description : Aluminum caps and chlorobutyle closures for sample vials Ref. IVMN, IVMA

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
CIVM-001-100	aluminum cap closure, crimp seal, removable center (A)	100
CIVR-001-100	rubber closure, snap-on (B)	100
DIVR-001-100	rubber closure for lyophilization (C)	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CIVM-001-100	2,376	0,038	76169910	08434868014121
CIVR-001-100	0,532	0,178	40169997	08434868014145
DIVR-001-100	0,882	0,238	40169997	08434868017917

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon et capsule pour flacon avec col à sertir de 20 mm**Description :** Capsule en aluminium et bouchon en chlorobutyle pour les flacons ayant comme références IVMN et IVMA

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
CIVM-001-100	capsule avec onglet à déchirer (A)	100
CIVR-001-100	bouchon type pénicilline (B)	100
DIVR-001-100	bouchon pour lyophilisation (C)	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CIVM-001-100	2,376	0,038	76169910	08434868014121
CIVR-001-100	0,532	0,178	40169997	08434868014145
DIVR-001-100	0,882	0,238	40169997	08434868017917

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo e capsula per flaconi con imboccatura a fascetta di 20 mm**Descrizione :** Capsula in alluminio e tappo in clorobutile per flaconi con referenze IVMN, IVMA

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
CIVM-001-100	capsula con linguetta a strappo (A)	100
CIVR-001-100	tappo tipo penicillina (B)	100
DIVR-001-100	tappo per liofilizzazione (C)	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CIVM-001-100	2,376	0,038	76169910	08434868014121
CIVR-001-100	0,532	0,178	40169997	08434868014145
DIVR-001-100	0,882	0,238	40169997	08434868017917

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Doppen en sluitingen voor kroonkurk opening van 20 mm

Beschrijving : Aluminium doppen en chloorbutylstoppen voor monstervials met referentie IVMN, IVMA

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
CIVM-001-100	aluminium dop met trekclipje	100
CIVR-001-100	rubberen snap-on dop	100
DIVR-001-100	rubberen dop voor lyofilisatie	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CIVM-001-100	2,376	0,038	76169910	08434868014121
CIVR-001-100	0,532	0,178	40169997	08434868014145
DIVR-001-100	0,882	0,238	40169997	08434868017917

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Verschlüsse und Bördelkappen für 20 mm Vials mit Bördelrand

Beschreibung : Bördelkappen aus Aluminium und Verschlüsse aus Chlorbutyl für die Vials mit den Artikelnummern IVMN und IVMA.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
CIVM-001-100	Bördelkappe mit Aufreißlasche	100
CIVR-001-100	Stopfen, Snap-on	100
DIVR-001-100	Stopfen für die Lyophilisation	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CIVM-001-100	2,376	0,038	76169910	08434868014121
CIVR-001-100	0,532	0,178	40169997	08434868014145
DIVR-001-100	0,882	0,238	40169997	08434868017917

PRODUKTFOTO

