

KERN OBB-A6 102UK

KERN

Des systèmes d'éclairage professionnels garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant



Poids d'expédition 0,5 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IR

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	4,5 W
Température de couleur	6313 K
Éclairage à intensité variable	✓
Anneau lumineux diamètre	6,3 cm

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	180×110×55 mm
Poids net	0,375 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,50 kg