

KERN ODC 852

KERN

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Kamera - Verwendete Software extern (OXM 902)

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100 V - 240V AC
50/60Hz 0,3A

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 12 V, 230 mA

Steckernetzteil Art Steckernetzteil

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO

AUS
Steckernetzteil / Adapter für UK
Länder - Optional US
CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -5 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 225×170×90 mm

Nettogewicht 0,9845 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,00 kg

Bruttogewicht ca. 1,8 kg

Versandgewicht 1,6425 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke Optics
Produktkategorie Mikroskop
Produktgruppe Mikroskopkamera
Produktfamilie ODC-85

Zulassung

CE Zeichen ✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H) 92×68×68 mm
Kamera-Art HDMI Mikroskopkamera (AF) - C-Mount
Kamera Sensorart Sony CMOS
Kamera Sensorgröße 1/1,8"
HDMI-Kabellänge 2000 mm
Kamera Auflösung 5 MP
Kamera Farbtiefe Farbe
Kamera Befestigungsarten C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren Rolling Shutter

Funktionen

Speicher - Gesamtgröße 16 GB

WLAN
Schnittstellen USB 2.0
HDMI
SD Kartenslot

Unterstützte Betriebssysteme Win XP
Win Vista
Win 7
Win 8
Win 10
Linux