

# KERN ODC 895

**KERN**

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung oder Ihr Hobby



## Kategorie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marke            | Optics          |
| Produktkategorie | Mikroskop       |
| Produktgruppe    | Mikroskopkamera |
| Produktfamilie   | ODC-89          |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Bauform

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Abmessungen (B×T×H)           | 80×150×180 mm          |
| Material Displaygehäuse       | kein Display vorhanden |
| Kamera-Art                    | USB Digital-Mikroskop  |
| Kamera Sensorart              | CMOS                   |
| Kamera Sensorgröße            | 1/3,2"                 |
| Kamera Auflösung              | 2 MP                   |
| Kamera Farbtiefe              | Farbe                  |
| Kamera - Belichtungsverfahren | Rolling Shutter        |
| Kamera Ständer-Bauweise       | Fokusrad               |

## Funktionen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Schnittstellen               | USB 2.0          |
| Unterstützte Betriebssysteme | Win XP           |
|                              | Win Vista        |
|                              | Win 7            |
|                              | Win 8            |
|                              | Win 10           |
| Kamera - Verwendete Software | extern (OXM 902) |

## Energieversorgung

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 5 V, 100 mA |
|--------------------------------------|-------------|

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 160×158×85 mm |
| Nettogewicht                   | 0,854 kg      |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,90 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 1,00 kg       |
| Versandgewicht                 | 1 kg          |

## Piktogramme

### STANDARD

