

KERN ORA 20BB

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-B

Système de mesure

Domaine d'application	Sucre
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Graduations	Brix
Plage de mesures	0 % - 20 %
Lectures [d]	0,1 %
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Échelle Brix	
Plage de mesure Brix [Min]	0 %
Plage de mesure Brix [Max]	20 %
Division Brix	0,1 %

Forme de construction

Dimensions (LxPxH)	198x40x40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-
------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-290
--	---------

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (LxPxH)	205x75x55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (LxPxH)	215x94x65 mm
Poids net	0,26772 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,32 kg

Pictogrammes

STANDARD



 **DISLAB**
Agencement - Fournitures - instrumentation scientifique