

# KERN ORA 3SA

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

# KERN



## Catégorie

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Marque                | Optics                   |
| Catégorie de produits | Réfractomètre            |
| Groupe de produit     | Réfractomètre analogique |
| Famille de produits   | ORA-S                    |

## Système de mesure

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Domaine d'application                         | Sel                      |
| Méthode de mesure                             | Réfraction de la lumière |
| Compensation de température automatique (ATC) |                          |
| Graduations                                   | Brix<br>Salt (NaCl)      |
| Plage de mesures                              | 0 % - 32 %<br>0 % - 28 % |
| Lectures [d]                                  | 0,2 %<br>0,2 %           |
| Liquide d'étalonnage adapté                   | 0 % (eau distillée)      |
| Température de mesure [Min] (°C)              | 10 °C                    |
| Température de mesure [Max] (°C)              | 30 °C                    |
| Échelle Brix                                  |                          |
| Plage de mesure Brix [Min]                    | 0 %                      |
| Plage de mesure Brix [Max]                    | 32 %                     |
| Division Brix                                 | 0,2 %                    |
| Échelle salinité (NaCl) %                     |                          |
| Plage de mesure salinité (NaCl) % [Min]       | 0 %                      |
| Plage de mesure salinité (NaCl) % [Max]       | 28 %                     |
| Lecture salinité (NaCl) %                     | 0,2 %                    |

## Forme de construction

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Dimensions (LxPxH)         | 178x40x40 mm                             |
| Type de réfractomètre      | Réfractomètre manuel                     |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique                               |
| Matériau prisme            | ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544 |

## Fonctions

Compensation de température automatique

Protection IP - dispositif complet -

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Services

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage usine | 961-290 |
|----------------------------------------|---------|

## Emballage & expédition

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensions du conteneur de transport (LxPxH) | 205x75x55 mm     |
| Délais de livraison                          | 1 d              |
| Dimensions emballage (LxPxH)                 | 215x94x65 mm     |
| Poids net                                    | 0,25772 kg       |
| Mode de livraison                            | Service de colis |
| Poids net env.                               | 0,30 kg          |
| Poids brut env.                              | 0,35 kg          |
| Poids d'expédition                           | 0,31 kg          |

## Pictogrammes

STANDARD

