


KERN OZB-A1213

KERN

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ► ECO-Supports universels



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Support pour microscope stéréo
Famille de produits	OZB-UE

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	526×210×380 mm
--------------------	----------------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	490×420×290 mm
Poids net	15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	15 kg
Poids brut env.	17 kg
Poids d'expédition	17 kg

Pictogrammes

STANDARD

