

KERN OZB-A4572

KERN

Des systèmes d'éclairage professionnels garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant



Poids net	0,4037 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IR

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	4W
Température de couleur	6500-7000 K
Éclairage à intensité variable	✓
Anneau lumineux diamètre	6 cm

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
	EURO
	AUS
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
	US
	CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	235×200×50 mm