

KERN OZL 456

KERN

Le microscope stéréo avec fonction zoom pratique et flexible avec son anneau lumineux LED intégré et sa large plage de zoom



Distance de travail	113 mm
Zoom [Min]	0,75 x
Zoom [Max]	5 x
Rapport de grossissement	6,7:1
Champ visuel [Min]	5 mm
Champ visuel [Max]	33 mm
Mécanisme de focalisation	vis macrométrique
Hauteur de l'échantillon [Max]	45 mm
Grossissement total standard [Min]	7,5 x
Grossissement total standard [Max]	50 x

Éclairage	
Type d'éclairage lumière incidente	LED
Intensité d'éclairage lumière incidente	1 W
Intensité d'éclairage lumière transmise	0,21 W
Type d'éclairage lumière transmise	LED
Intensité d'éclairage	Éclairage incident Éclairage transmis

Alimentation en énergie	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	4,5 V
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
	AUS
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK US CH

Conditions environnementales	
Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition	
Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	490×355×325 mm
Poids net	4,585 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	6 kg

Catégorie	
Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Microscope stéréo
Famille de produits	OZL-45R

Homologation	
Sigle CE	✓

Forme de construction	
Dimensions (L×P×H)	320×275×420 mm
Système optique	Greenough
Tube type	Binoculaire
Angle d'inclinaison du tube	45°
Rotation du tube à 360°	✓
Compensation dioptrique	bilatéral
Compensation dioptrique [Min]	-5
Compensation dioptrique [Max]	5
Procédé de contraste	Champ clair
Écart pupillaire [Max]	75 mm
Écart pupillaire [Min]	55 mm

Oculaire	
Oculaire profondeur de champ	HSWF
Point de vue	High Eye Point
Oculaire magnification	10 x
Oculaire champ de vision	23 mm
Oculaire diamètre	30 mm

Mise au point	
Régulation du couple	✓

KERN OZL 456



Le microscope stéréo avec fonction zoom pratique et flexible avec son anneau lumineux LED intégré et sa large plage de zoom

Poids d'expédition 11,3 kg

Pictogrammes

STANDARD

