

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour solutions TRIS

HI1144B

Référence	HI1144B
Description	Électrode pH combinée avec réf. calomel, à remplissage
Référence	Simple, Hg/Hg ₂ Cl ₂
Jonction / Débit	Céramique
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 14 pH 0 à 60°C
Embout	Sphérique (Ø 9 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Solutions Tris
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

