



MF 10.1 Tête de broyage à lames

/// Fiche technique

Pour le broyage de substances fibreuses, telles que papier, végétaux, mais aussi pour matières plastiques et autres matériaux, à faible poids spécifique.

Avant d'être évacuée, la matière broyée traverse un tamis. Les tamis sont interchangeables et munis d'orifices de différents diamètres (non compris dans la livraison). La matière broyée peut ensuite par exemple être recueillie dans un récipient à col rodé normalisé NS 29.



designed for scientists

Données techniques

Type de fonctionnement	inline
Vitesse périphérique [m/s]	24.5
Granulométrie max. de la charge [mm]	15
Matériau broyeur	Inox 1.4308
Dimensions (L x H x P) [mm]	320 x 560 x 300
Poids [kg]	2.633
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40