


# Électrode pH combinée

Pour les mesures de pH directes dans les carcasses sans préperçage

## FC230B

| Référence                            | FC230B                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Description                          | Électrode pH combinée avec corps en PVDF |
| Référence                            | Simple, Ag/AgCl                          |
| Jonction / Débit                     | Ouverte                                  |
| Électrolyte                          | Gel viscolène                            |
| Pression maxi                        | 0,1 bar                                  |
| Gamme                                | 0 à 12 pH<br>0 à 50 °C                   |
| Embout                               | Conique (6 x 10 mm)                      |
| Capteur de température               | Non                                      |
| Amplificateur                        | Non                                      |
| Matériau du corps                    | Plastique                                |
| Câble                                | Coaxial ; 1 m                            |
| Connecteur                           | BNC                                      |
| Usage recommandé                     | Viande, produits semi-congelés           |
| Température d'utilisation recommandé | -5 à 30 °C                               |



**FC098 (20 mm) et  
FC099 (35 mm)**

Lames en acier inoxydable pour pénétration  
dans la viande (en option)