

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour échantillons avec acide fluorhydrique

HI1143B

Référence

HI1143B

Description	Électrode pH combinée à remplissage
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 10 pH -5 à 60 °C
Embout	Sphérique (Ø 9 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Échantillons acide fluorhydrique (maxi 2 g/L et T° < 60 °C)
Température d'utilisation recommandé	-5 à 30 °C

