

Électrode pH de recharge

Pour les applications sur le terrain

HI1333B

Référence	HI1333B
Description	Électrode pH
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 13 pH pH 0 à 80 °C
Embout	Sphérique (Ø 7,5 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	PEI
Câble**	Coaxial ; 2 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Applications sur le terrain
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

