



Trichloroacetic acid 99% AGR ACS - Specification sheet
Ácido tricloroacético 99% AGR ACS - Hoja de especificaciones
Acide trichloroacétique 99% AGR ACS - Fiche de spécifications
Acido tricloroacetico 99 % AGR ACS - Scheda tecnica
Trichloorazijnzuur 99% AGR ISO - Productgegevens
Trichloressigsäure 99 % AGR ACS - Datenblatt

Formula : CCl_3COOH
M.W : 163,39
CAS : 76-03-9
EC : 200-927-2
EC INDEX : 607-004-00-7
UN : 1839
IMDG : 8 II UN 1839
ADR : 8 II UN 1839 (E)
IATA : 8 II UN 1839

SPECIFICATIONS

Appearance	≥ Colourless deliquescent crystals with a pungent odour
Assay	≥ 99%
Clarity of solution	≥ Passes test
Melting point	≥ 56°C
Substances insoluble in water (H ₂ O)	≤ 0.005%
Heavy metals (Pb)	≤ 0.002%
Chloride (Cl ⁻)	≤ 0.002%
Nitrates (NO ₃)	≤ 0.002%
Phosphate (PO ₄)	≤ 0.0005%
Sulfates (SO ₄)	≤ 0.02%
Residue on ignition	≤ 0.02%
Iron (Fe)	≤ 0.001%
Substances darkened by H ₂ SO ₄	Passes test

Note: Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at www.labbox.com. Disclaimer: Labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/regional regulations, all products may not be available in all countries or for some customers.



Nota: Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente. Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reserva profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

Remarque: Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur www.labbox.com. Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.

Nota: Schede di sicurezza e certificati di analisi disponibili gratuitamente su www.labbox.com. Attenzione: le sostanze chimiche sono ad uso esclusivo di laboratorio e sono riservate esclusivamente all'uso professionale da parte di utenti adeguatamente formati e qualificati. Le sostanze chimiche sono pericolose, rispettare le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza. A causa di restrizioni di trasporto o di normative speciali applicabili, alcune sostanze chimiche potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati o per tutte le tipologie di clienti.

Anmerkung: Sicherheitsdatenblätter und Analysenachweise stehen kostenlos zum Download unter www.labbox.com zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Die Chemikalien sind ausschließlich für den Laborgebrauch und nur zur professionellen Nutzung durch geschultes und qualifiziertes Personal vorgesehen. Chemische Produkte können gefährlich sein, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern. Aufgrund von Transportbeschränkungen oder anderer jeweils gültiger Richtlinien können nicht alle chemischen Produkte auf allen Märkten oder für alle Kunden angeboten werden.

NB: Veiligheidsdocumenten en analysecertificaten zijn gratis verkrijgbaar op www.labbox.com. Let op: chemicaliën zijn uitsluitend voor laboratoriumgebruik en voorbehouden aan professioneel gebruik door opgeleide en gekwalificeerde gebruikers. Chemicaliën zijn gevaarlijk, volg daarom altijd de instructies volgens het veiligheidsdocument. Wegens vervoersbeperkingen of bijzondere toepasbare locale voorschriften is het mogelijk dat bepaalde chemicaliën niet op alle markten of voor alle soorten klanten beschikbaar zijn.