



## RH digital white

### /// Fiche technique

Agitateur magnétique digital avec chauffage dans un nouveau design. Avec boîtier conforme à la norme DIN 12878 pour le raccordement d'un thermocontact électronique, par exemple le ETS-D5. Il est ainsi possible de régler des températures très précisément dans le médium. La puissance de chauffage de 600 W et la plaque de chauffage en céramique garantissent des durées de chauffage rapides. Le circuit de sécurité de la température de la plaque de chauffage est réglable entre 100 et 360 °C.

- Affichage numérique de la température et du régime
- Démarrage progressif du moteur d'agitation

- Champ magnétique puissant et grandes plages de régime pour des volumes jusqu'à 15 l
- Affichage de codes d'erreur
- Commande facile grâce à un clavier à effleurement

## Données techniques

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre de postes                                              | 1               |
| Capacité d'agitation max. (H <sub>2</sub> O) [l]              | 15              |
| Charge maximale [kg]                                          | 20              |
| Puissance du moteur débitée [W]                               | 2               |
| Sens de rotation du moteur                                    | À gauche        |
| Affichage de la vitesse de rotation valeur de consigne        | LED             |
| Possibilité de réglage de la vitesse                          | Touche          |
| Plage de vitesse [rpm]                                        | 100 - 2000      |
| Précision de réglage de la vitesse [rpm]                      | 50              |
| longueur du barreau aimanté [mm]                              | 20 - 80         |
| auto-chauffage de la plaque (RT:22°C pour une durée 1h) [K]   | +12             |
| Puissance de chauffage [W]                                    | 600             |
| Affichage de la température valeur de consigne                | LED             |
| Unité de température                                          | °C              |
| Plage de température [°C]                                     | 50 - 320        |
| Possibilité de réglage de la température de chauffage         | Touche          |
| Plage de réglage de la température [°C]                       | 50 - 320        |
| Connexion pour une sonde de température externe               | ETS-D5          |
| Circuit de sécurité réglable [°C]                             | 100 - 360       |
| Matériaux de la plaque                                        | émail technique |
| Dimensions de la plaque [mm]                                  | Ø 135           |
| Vitesse de chauffage (1l H <sub>2</sub> O dans H1500) [K/min] | 6               |
| Dimensions (L x H x P) [mm]                                   | 160 x 100 x 250 |
| Poids [kg]                                                    | 3.861           |
| Plage de température du milieu admise [°C]                    | 5 - 40          |
| Humidité relative admissible [%]                              | 80              |
| Protection selon DIN EN 60529                                 | IP 21           |
| Tension [V]                                                   | 230             |
| Fréquence [Hz]                                                | 50/60           |
| Puissance absorbée de l'appareil [W]                          | 620             |