



- Fabriqués en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316*.
- Offrant une bonne résistance thermique, ils peuvent être utilisés à des températures allant de -180°C à 500°C. Ils constituent donc un choix idéal pour un large éventail d'applications, de l'entreposage frigorifique aux processus de contrôle de la température.
- Ils présentent une bonne résistance aux produits chimiques. Cela garantit la durabilité et la performance dans n'importe quel environnement de laboratoire.

* Pelle avec manche : FKW027, FKW028

PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTRUMENTS: BTN012, BTN013, BTN014, BTN015, BTN016

CREUSET: CPH024, CPH025, CPH026, CPH027

PELLE : FKW023, FKW024, FKW027, FKW028

CARAFE: CCG008, CCG009, CCG009, CCG010, CCG01, CCG012, CCG013

BÉCHER AVEC BORD ET BEC VERSEUR: CBJ006, CBJ007, CBJ008, CBJ009, CBJ010, CBJ011

BÉCHER AVEC BORD ET SANS BEC VERSEUR: CBK008, CBK009, CBK010, CBK011, CBK012, CBK013



Plateau en acier inoxydable pour instruments

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304. Ils ont une surface polie et sont faciles à nettoyer.

Référence	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures		
	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)
BTN012	195	125	45	145	95	40
BTN013	245	160	45	195	130	40
BTN014	305	195	45	250	160	40
BTN015	345	260	60	280	230	55
BTN016	395	160	35	325	115	30



Pelle avec manche

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304 et en acier AISI 316. Ils ont une surface polie et sont faciles à nettoyer. Ils conviennent à l'industrie pharmaceutique.

Référence	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Larg. (mm)	Volume (mL)
FKW023	320	150	82	250
FKW024	360	200	102	500
FKW027*	320	150	50	120
FKW028*	250	145	75	450

* AISI 316



Bécher avec bord

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304. Leur surface est polie et facile à nettoyer. Ils sont dotés d'un bord incurvé et résistent aux agents chimiques.

Référence	Volume (mL)	Haut. (mm)	Diamètre (mm)	Profondeur (mm)
Avec bec verseur				
CBJ006	250	85	65	1 mm
CBJ007	500	110	80	1 mm
CBJ008	1000	130	100	1 mm
CBJ009	2000	180	120	1 mm
CBJ010	3000	180	150	1 mm
CBJ011	5000	210	180	1 mm
Sans bec verseur				
CBK008	250	85	70	1 mm
CBK009	500	132	85	1 mm
CBK010	1000	148	102	1 mm
CBK011	2000	180	132	1 mm
CBK012	3000	180	160	1 mm
CBK013	5000	210	180	1 mm



Carafe en acier inoxydable avec rebord et bec verseur

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304. Leur surface est polie et facile à nettoyer. Ils sont dotés d'un bord incurvé et résistent aux agents chimiques.

Référence	Volume (mL)	Haut. (mm)	Diamètre (mm)	Profondeur (mm)
CCG008	250	85	70	1 mm
CCG009	500	132	85	1 mm
CCG010	1000	148	102	1 mm
CCG011	2000	180	132	1 mm
CCG012	3000	180	160	1 mm
CCG013	5000	210	180	1 mm



Creuset

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304. Leur surface est polie et facile à nettoyer. Résistants aux agents chimiques.

Référence	Volume (mL)	Diamètre (mm)	Haut. (mm)	Épaisseur (mm)
CPH024	20	35	30	1
CPH025	25	40	35	1
CPH026	40	50	45	1
CPH027	50	60	50	1